






































КАРТОЧКИ SERAFOL AB0+D

Анти - А	Анти - В	Анти - D	Контроль	РЕЗУЛЬТАТ
				0 Rh + (I положительная)
				0 Rh - (I отрицательная)
				A Rh + (II положительная)
				A Rh - (II отрицательная)
				B Rh + (III положительная)
				B Rh - (III отрицательная)
				AB Rh + (IV положительная)
				AB Rh - (IV отрицательная)
				Тест не действителен



АГГЛЮТИНАЦИЯ ЕСТЬ



АГГЛЮТИНАЦИИ НЕТ